

FICHA TÉCNICA

Curadh Safe - Seringa de Segurança



CURADH-Safe®

APRESENTAÇÃO:

A Curadh Com e Serv Imp e Exp apresenta a seringa com dispositivo de segurança retrátil NO GAP com conexão Luer Lock. Cuidadosamente desenvolvida para segurança do paciente e do profissional de saúde.

Em conformidade com a NR 32, que veda o reencape e desconexão manual de agulhas e assegura ao profissional o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Seringa hipodérmica, uso único, estéril, confeccionada em plástico transparente não prejudicial à saúde, isenta de látex, que permite manipulação do êmbolo até a marcação inicial sem acionamento acidental do dispositivo de segurança, devido à presença de um anel de silicone com bico central tipo luer lock, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões e subdivisões, com gravação indelével, números legíveis e inalterados até o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Provida de dispositivo de segurança de retração com proteção total da agulha para o interior do cilindro após o uso, trava de segurança que impossibilita o retorno da agulha e a reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá possibilitar a troca de agulhas e ser compatível com todas as marcas de agulha existentes no mercado.



| COD | DESCRIÇÃO | TAMANHO UNIDADE | UNIDADE P/ CAIXA DE EMBARQUE | UNIDADE P/ CAIXA |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| 1200061MB | Seringa de segurança NO GAP | 3 ml | 3000 | 100 |
| 1200071MB | Seringa de segurança NO GAP | 5 ml | 2400 | 100 |
| 1200081MB | Seringa de segurança NO GAP | 10 ml | 1200 | 100 |
| 1200091MB | Seringa de segurança NO GAP | 20 ml | 800 | 100 |

DIFERENCIAIS DA CURADH SAFE

Recurso de segurança integrado: Ao término da injeção, o sistema de segurança é acionado, permitindo a retração da agulha para o interior da seringa, eliminando o risco de acidentes. Impossibilita a reutilização: Uma vez acionado o sistema de segurança, não é possível realizar nova aspiração, pois ocorrerá a retração da agulha. Diminui o espaço dentro da caixa de descarte: Após a retração total da agulha, o êmbolo deve ser quebrado e descartado. Diminuição da exposição ao risco de contaminação: A agulha contaminada já sai protegida para dentro do cilindro da seringa, evitando qualquer contato com o perfurocortante. Conexão universal: Látex free. Não possuem espaço morto – No Gap.

