

FICHA TÉCNICA

Extensor Valvulado
Sistema de Infusão Needle Free



DESCRIÇÃO: Extensor valvulado para terapia intravenosa com sistema needle free e válvula de pressão neutra, desenvolvido para conexão segura entre dispositivos de infusão e acessos vasculares. Possui derivação em Y com duas vias, permitindo múltiplas infusões em um único acesso venoso e contribuindo para maior segurança durante a terapia infusional.

INDICAÇÃO DE USO: Projetado para infusão de soluções, drogas, sangue e Lipídeos.

COMPOSIÇÃO: Características do extensor: É composto de tubo de PVC sem DEHP, pinças deslizantes corta fluxo cores distintas para diferenciação das vias, adaptador luer lock macho contendo tampa protetora com filtro, adaptador luer fêmea com válvula luer ativa e conector luer com Filtro 1,2 micron.

CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA: Corpo e cânula interna em policarbonato resistente para passagem da solução, anel de silicone flexível para vedação da cânula interna, capacidade de até 200 ativações.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Produto esterilizado por Óxido de Etileno (ETO), descartável e de uso único. Não reutilizar ou reprocessar. Não utilizar caso a embalagem esteja violada ou danificada. Utilizar técnica asséptica durante o manuseio e certificar-se de que todas as conexões estejam firmemente ajustadas antes da infusão. Não utilizar agulhas no conector valvulado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Produto esterilizado por Óxido de Etileno (ETO), descartável e de uso único. Não reutilizar ou reprocessar. Não utilizar caso a embalagem esteja violada ou danificada. Utilizar técnica asséptica durante o manuseio e certificar-se de que todas as conexões estejam firmemente ajustadas antes da infusão. Não utilizar agulhas no conector valvulado.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local limpo, seco e ao abrigo da luz, calor e umidade excessivos. Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso.

VALIDADE: A data de validade e o número do lote estão impressos na embalagem do produto.

GABILINK AIR - EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI					
CÓDIGO	COMP. DO EXTENSOR (cm)	Nº VÁLVULAS	VOL. INTERNO (ml)	USO	FLUXO* (ml/min)
SEVS10-2	10	2	0,6	Neonatal	≅200
SEVS15	15,2	2	1	Pediátrico	≅200
SEVS16-2	16,5	2	1,45	Adulto	≅200

Distribuído por: CURADH COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R. Manuel Antônio Gomes, 162, Galpão 01 Jordanésia CEP: 07.776-410, Cajamar/SP SAC: (11) 2365-7529 CNPJ: 34.907.123/0001-22 Notificação ANVISA: 80423540019 - Classe De Risco: II - Fabricante: Gabisa Medical International S.A. - Brasil

